

## Oftalmoscopio HEINE BETA 200®

### Óptica asférica superior



∴ Óptica sin reflejos

∴ Óptima para pupilas estrechas

∴ Hermético al polvo

El oftalmoscopio con óptica asférica especial y con todas las cualidades del BETA 200 S, pero sin el diafragma de mácula (diafragma de punto) y con el siguiente campo de corrección:

+	en pasos de 1D:	1 – 10	15	20	40	D
-	en pasos de 1D:	1 – 10	15	20	25	35 D

<b>Oftalmoscopio BETA 200</b>	<b>2,5V</b>	<b>3,5V</b>
Oftalmoscopio BETA 200 sin mango	<b>C-001.30.100</b>	<b>C-002.30.100</b>
Oftalmoscopio BETA 200 M2 sin mango. Como el BETA 200, pero con diafragma con estrella de fijación sin coordenadas polares y diafragma de punto en lugar del diafragma de círculo pequeño	<b>C-001.30.102</b>	<b>C-002.30.102</b>
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	<b>X-001.88.069</b>	<b>X-002.88.070</b>

#### Diafragmas BETA 200



Hendidura, estrella de fijación con coordenadas polares, filtro azul, círculo grande, círculo pequeño, semicírculo



Con filtro exento de rojo

#### Diafragmas BETA 200 M2



Hendidura, estrella de fijación, filtro azul, círculo grande, diafragma de punto, semicírculo



Con filtro exento de rojo

Equipos combinados se encuentran en las páginas 157 – 159.

## Equipos de diagnóstico oftalmológico HEINE BETA 200®/200S®

Equipo completo con **Oftalmoscopio BETA 200S**

1 lámpara de recambio  
estuche rígido



<b>Equipo Oftalmoscopio BETA 200S</b>	<b>2,5V</b>	<b>3,5V (NiMH)</b>	<b>3,5V (Li ION)</b>
BETA mango a pilas	<b>C-261.10.118</b>		
BETA R mango recargable para toma de red		<b>C-261.20.376</b>	<b>C-261.27.376</b>
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		<b>C-261.20.384</b>	<b>C-261.27.384</b>
BETA NT mango recargable y aparato de carga NT 300		<b>C-261.20.420</b>	
Ⓛ BETA L mango recargable y aparato de carga NT 300			<b>C-261.29.420</b>

Ⓛ: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.